

Cadre enfile-bas de contention



- 817010

- **Enfilez et désenfilez sans efforts**

Enfilez et désenfilez vos bas de contention sans effort. Il suffit de positionner le bas sur le cadre, d'abaisser une ou plusieurs fois la partie jaune afin d'écarter le bas en fonction de la taille et d'enfiler sans aucun effort le bas à vos patients. Une fois enfilé, le cadre se désengage tout seul. Livré avec 2 poignées pour une utilisation personnelle.

Pour bas de contention classe 4.

Date d'impression : 07/05/2021