

Ceinture lombaire chauffante



- Auto-chauffante - 835180

- Hot Cold - 835179

- Thermo-cryo - 835181

(En réapprovisionnement - Disponible à partir du 02/07/2021)

• 3 modèles au choix

Très simple d'utilisation, il suffit d'attacher la ceinture lombaire à la taille pour bénéficier des bienfaits de la chaleur sur les lombaires. Cette ceinture peut aussi s'utiliser enroulée autour d'une cuisse ou un bras.

3 modèles disponibles : modèle Hot cold avec réchauffage micro-ondes, modèle Auto avec réchauffage automatique ou modèle thermo-cryo avec réchauffage cuve.

Variantes :

- Auto-chauffante
- Hot Cold
- Thermo-cryo

Date d'impression : 07/05/2021