

Protection de barrière à poser Positpro



- 140 cm - 823101

- 190 cm - 823124

- 90 cm - 823100

- **Les plus pratiques à poser et à enlever**

Ces protections pré-moulées se posent simplement sur les barrières existantes de votre lit médicalisé. Enveloppe polyester enduite polyuréthane classée au feu M1 imperméable et désinfectable. Garnissage mousse.

Lavable à 90°C.

Pour la longueur complète d'un lit, disposez 2 protections de 90 cm.

Dimensions : Long. 90 ,140 ou 190cm x haut. 37 x épaisseur 3 cm.

Variantes :

- 140 cm

- 190 cm

- 90 cm

Date d'impression : 07/05/2021