

## Spray nasal d'eau hyperthermale



- 428147

- **Conseillé pour le lavage en douceur lors de cas allergiques ou infectieux**

Dispositif médical classe I, le spray nasal isotonique à l'eau thermale d'Abano sans gaz permet un lavage et une hygiène parfaite de la muqueuse en cas d'encombrement nasal. Il contribue à la prévention des infections virales par l'air, à la ventilation des sinus paranasaux, élimine les allergènes en réduisant l'état inflammatoire et nettoie la cavité nasale.

Testé dermatologiquement, sans agent conservateur.

Contenance 150 ml.

**Date d'impression : 07/05/2021**