

Système de positionnement au lit



- Appui thoracique droit - 833023.D
- Appui thoracique gauche - 833023.G
- Toile velcro - 833022

Les appuis thoraciques au lit s'installent au-niveau du tronc, afin de sécuriser sans trop de contention les personnes alitées. Il permet un contrôle latéral et contribue à répartir la pression sur une plus grande surface, dans le but d'améliorer les fonctions respiratoires et le transit intestinal. Constitué d'une toile en jersey velcro adaptée aux lits médicalisés Long. 146 x larg. 43 cm.

Vous pouvez attacher sur cette toile préalablement placée sur le matelas un ou 2 appuis thoraciques en mousse polyuréthane recouvert de jersey de coton Long. 37 x larg. 17 x haut. 15 cm.

Variantes :

- Appui thoracique droit
- Appui thoracique gauche
- Toile velcro